

D ZAHNREINIGER DENTAL MICRO-FLEECE

Der ZAHNREINIGER von ST. DIEM'S reinigt effektiv Zähne, Zahnfleisch und Zunge von Hunden und Katzen. Das weiche Mikrofasermaterial befreit von Belägen und Plaque. Dank seiner Silberionen-Technologie bindet der ZAHNREINIGER Bakterien. Zahnstein und Plaque werden entfernt. Mundgeruch wird gemindert.

Anwendung: Mit dem Zeigefinger in den ZAHNREINIGER schlüpfen. Die Spitze des ZAHNREINIGER kurz anfeuchten. Mit leicht kreisenden Bewegungen, Zahn für Zahn von allen Seiten reinigen. Anschließend kann auch das Zahnfleisch massiert und die Zunge gereinigt werden. Nach jeder Anwendung mit warmem Wasser spülen und trocknen lassen. Für bessere Ergebnisse gemeinsam mit der ST. DIEM'S ZAHNCREME anwenden. Eine Desinfektion durch Auskochen oder Dampfsterilisation ist möglich. Bitte beachten Sie, dass der Fingerling einlaufen und die Farben verblassen können.

Hinweise:

- Den ZAHNREINIGER bei Beschädigungen oder wenn sich die Spitze gelb verfärbt, austauschen.
- Bei regelmäßiger Anwendung alle 4-5 Wochen auswechseln.
- Der Zahnreiniger ist nicht geeignet für Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Mikrowellensterilisation, die chemische Reinigung oder Kaltwassersterilisation. Nicht bleichen.
- Die verwendete Microfaser entspricht dem Standard 100 by OEKO-TEX®.
- Den ZAHNREINIGER nicht von Hund oder Katze verschlucken lassen.
- Vor Erstgebrauch mit warmem Wasser ausspülen.

Faser/Garn enthält Biozidprodukt:

Enthält „Silver Sodium Zirconium Hydrogenphosphate - CAS-# 265647-11-8“ im Faserpolymer, das der Besiedlung und Vermehrung von Mikroorganismen und der Geruchsentwicklung auf/in dem behandelten Erzeugnis entgegenwirkt.

G DENTAL MICRO-FLEECE TOOTH CLEANING

The ST. DIEM'S DENTAL MICRO-FLEECE effectively cleans teeth, gums and tongue of dogs and cats. The soft microfibre material removes deposits and plaque. Thanks to its silver ion technology, the DENTAL MICRO-FLEECE binds bacteria. Actively combats tartar and plaque. Reduces halitosis.

How to use: Slip your index finger into the DENTAL MICRO-FLEECE. Slightly moisten the tip of the DENTAL MICRO-FLEECE. Clean all sides of each tooth with light circular movements. Following this, you can then massage the gums and clean the tongue. After each use, rinse with warm water and allow to dry. For a better result apply ST. DIEM'S TOOTH PASTE onto the DENTAL MICRO-FLEECE. Desinfection (by boiling or steam sterilisation) is possible. Please note that the finger cot shrinks and the colors may fade.

Notes:

- Replace the DENTAL MICRO-FLEECE if damaged or the tip turns yellow.
- When used regularly, replace every 4-5 weeks.
- The DENTAL MICRO-FLEECE is not suitable for washing machines, dishwashers, microwave sterilisation, chemical cleaning or cold water sterilisation. Do not bleach.
- The microfibre used corresponds to the Standard 100 by OEKO-TEX®.
- Do not allow the dog or cat to swallow the DENTAL MICRO-FLEECE.
- Rinse with warm water before using for the first time.

Fibre/Yarn contains a Biocidal Product:

Contains „Silver Sodium Zirconium Hydrogenphosphate - CAS-# 265647-11-8“ built into the fiber polymer to counter the settlement and growth of micro-organisms and the development of odor in/on the treated article.

F DOIGTIER DENTAIRE NETTOYAGE DES DENTS

Le DOIGTIER DENTAIRE de ST. DIEM'S nettoie efficacement les dents, les gencives et la langue des chiens et des chats. La matière douce en microfibres élimine les dépôts et la plaque dentaire. Grâce à sa technologie aux ions d'argent, le DOIGTIER DENTAIRE lie les bactéries. Il combat activement le tartre et la plaque dentaire. Il réduit la mauvaise haleine. Grâce à son anneau de sécurité, le doigtier est maintenu en place sur le doigt et il s'adapte aux doigts de toutes les tailles.

Utilisation : Glisser l'index dans le doigtier. Humidifier légèrement la pointe du doigtier. Nettoyer dent par dent de tous les côtés avec de légers mouvements circulaires. Pour finir, on peut aussi masser les gencives et nettoyer la langue. Nettoyer après chaque utilisation avec de l'eau chaude et laisser sécher. Pour optimiser le résultat, appliquer en même temps que la CRÈME DENTAIRE ST. DIEM'S. La stérilisation en faisant bouillir ou à la vapeur est possible. Veuillez noter que le doigtier rétrécit et que les couleurs peuvent s'estomper.

Remarques :

- Changer le doigtier lorsqu'il est abîmé ou lorsque la pointe jaunit.
- Changer toutes les 4-5 semaines en cas d'utilisation régulière.
- Le doigtier n'est pas adapté aux machines à laver, aux lave-vaisselle, stérilisation micro-ondes, au nettoyage à sec, ni à la stérilisation à l'eau froide. Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- La microfibre utilisée répond à la norme Standard 100 by OEKO-TEX®.
- Ne pas laisser le chien ou le chat avaler le doigtier.
- Rincer à l'eau chaude avant la première utilisation.

La fibre/le fil contient un produit biocide :

Contient du "Silver Sodium Zirconium Hydrogen Phosphate - CAS-# 265647-11-8" dans le polymère de la fibre, qui contrecarre la colonisation et la prolifération des microorganismes et le développement d'odeurs sur/dans le produit traité.

FINIDORE Manufaktur GmbH, Kirchstraße 3, D-86926 Beuern am Ammersee
Made in Germany, Tel.: +49 (0) 8192 9967 430, www.st-diems.com

